



PRIMEDIC™

Saves Life. Everywhere.

Hjärtstartare

HeartSave PAD

Public Access Defibrillator



Oavsett om du är hemma, på arbetet eller på en offentlig anläggning. Att ha en HeartSave™ Hjärtstartare nära till hands är en trygg känsla.



Box 251, 178 24 Ekerö 08-500 89 300
sales@cardius.se www.cardius.se

PAD

rev 1.2

- HLR-instruktioner svenskt tal
- Lugn svensk röst
- Bi-fasisk puls (CCD)
- Damm- vattentålig IP55
- Unik saltvattenklassificering
- 3 år stanbytid Lithium-batteri
- Klarar fall från upp till 1m
- Elektroder 3år
- Automatiska självtester
- Statusindikator
- Ljudupptagning
- Lagring/uppdatering på minneskort (medföljer)
- Spar all patientdata
- Tillverkad i Tyskland
- 3 års garanti

Tillval

- Utbildning
- Väggfäste "One-hand-release"
- Skåp med möjlighet till larm
- Skyltar
- Tillbehörsväska
- Verktyg
- Träningsapparat

Primedic™

Cardius AB erbjuder ett komplett sortiment av produkter för att hjärtsäkra din arbetsplats. Alla hjärtstartare tillverkas i Tyskland och innehåller den senaste tekniken. Hjärtstartarna är robusta och stryktåliga samt mycket enkla att hantera.

Kontakta oss - vi kan hjärtstartare